

Quimioluminiscencia en Monotest

Combinación definitiva para la serología infecciosa



VirClia® es la nueva línea de productos de Vircell basada en la tecnología de quimioluminiscencia. El gran número de ensayos disponibles en catálogo para el diagnóstico de enfermedades infecciosas ofrece una amplia cobertura y permite dar soluciones altamente sensibles y en menor tiempo que otras técnicas. El formato monotest está basado en una tira de 8 pocillos que incluye todos los reactivos específicos del ensayo, lo que facilita enormemente la tarea del técnico. Las tiras monotest de Vircell se adaptan perfectamente a los marcos clásicos de placas microtiter. La versatilidad de VirClia® monotest lo convierte en un kit que se adapta perfectamente a las necesidades de trabajo de cualquier laboratorio.

Ventajas de VirClia®

- Formato Monotest.
- Excelentes prestaciones.
- Protocolo simple y automatizado con resultados rápidos.
- Alta sensibilidad y precisión en los resultados.
- Configuración personalizada de muestras y reactivos.
- Todos los reactivos se suministran listos para uso.
- Cada monodosiis incluye un calibrador y un control negativo que permite la validación e interpretación de los resultados para cada muestra individual; no está basado en curvas almacenadas.
- Resultados en 50 minutos, trabajando directamente desde el tubo primario.
- Dilución directa en el pocillo. No precisa pipeteo manual.
- Capacidad de realizar 24 tests de diferentes parámetros simultáneamente.
- Solución ideal para muestras urgentes y/o parámetros de bajo volumen.
- Identificación por código de barras de muestras y reactivos.
- Amplio panel de diagnóstico de serología infecciosa.



Monotest listo para uso

Tiras envasadas individualmente en plástico hermético
Cada tira está identificada con su propio código de barras
Nombre del parámetro impreso en cada tira
Condiciones de almacenamiento estandarizadas (2°C a 8°C)
Fecha de caducidad: 6-18 meses


Listado de referencias



VCM002	ADENOVIRUS VIRCLIA IgG	VCM042	INFLUENZA A VIRCLIA IgG
VCM092	BORDETELLA VIRCLIA IgG	VCM045	INFLUENZA B VIRCLIA IgG
VCM005	BRUCELLA VIRCLIA IgG	VCM049	LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1 VIRCLIA IgG
VCM007	BRUCELLA VIRCLIA IgM	VCM050	LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1 VIRCLIA IgM
VCM008	CHAGAS VIRCLIA IgG+IgM	VCM052	LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1-6 VIRCLIA IgG + IgM
VCM012	CHLAMYDIA TRACHOMATIS VIRCLIA IgA	VCM053	LEISHMANIA VIRCLIA IgG+IgM
VCM013	CHLAMYDIA TRACHOMATIS VIRCLIA IgG	VCM054	MEASLES VIRCLIA IgG
VCM015	CHLAMYDIA TRACHOMATIS VIRCLIA IgM	VCM057	MEASLES VIRCLIA IgM
VCM016	CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE VIRCLIA IgA	VCM060	MUMPS VIRCLIA IgG
VCM017	CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE VIRCLIA IgG	VCM061	MUMPS VIRCLIA IgM
VCM018	CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE VIRCLIA IgM	VCM062	MYCOPLASMA PNEUMONIAE VIRCLIA IgG
VCM019	COXIELLA BURNETII VIRCLIA IgG	VCM064	MYCOPLASMA PNEUMONIAE VIRCLIA IgM
VCM020	COXIELLA BURNETII VIRCLIA IgM	VCM065	PARAINFLUENZA 1 VIRCLIA IgG
VCM021	CYTOMEGALOVIRUS VIRCLIA IgG	VCM068	PARAINFLUENZA 2 VIRCLIA IgG
VCM022	CYTOMEGALOVIRUS VIRCLIA IgM	VCM071	PARAINFLUENZA 3 VIRCLIA IgG
VCM023	DENGUE VIRCLIA IgG	VCM075	PARVOVIRUS VIRCLIA IgG
VCM024	DENGUE VIRCLIA IgM	VCM077	RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS VIRCLIA IgG
VCM026	EPSTEIN-BARR EBNA VIRCLIA IgG	VCM080	RICKETTSIA CONORII VIRCLIA IgG
VCM027	EPSTEIN-BARR VCA VIRCLIA IgG	VCM082	RICKETTSIA CONORII VIRCLIA IgM
VCM028	EPSTEIN-BARR VCA VIRCLIA IgM	VCM083	RUBELLA VIRCLIA IgG
VCM030	HELICOBACTER PYLORI VIRCLIA IgG	VCM084	RUBELLA VIRCLIA IgM
VCM031	HERPES SIMPLEX 1 VIRCLIA IgG	VCM085	SYPHILIS VIRCLIA IgG
VCM034	HERPES SIMPLEX 1+2 VIRCLIA IgG	VCM086	SYPHILIS VIRCLIA IgG+IgM
VCM036	HERPES SIMPLEX 1+2 VIRCLIA IgM	VCM087	TOXOPLASMA VIRCLIA IgG
VCM037	HERPES SIMPLEX 2 VIRCLIA IgG	VCM088	TOXOPLASMA VIRCLIA IgM
VCM040	HYDATIDOSIS VIRCLIA IgG	VCM089	VARICELLA-ZOSTER VIRCLIA IgG
VCMAR	VIRCLIA AUXILIARY REAGENTS	VCM091	VARICELLA-ZOSTER VIRCLIA IgM

Software específico para VirClia®

- Diseñador de tests altamente configurable.
- Informes personalizados: El informe muestra toda la información necesaria para el análisis de muestras, tal como el nombre de la prueba que se ejecutó y el valor de RLU individualizado para cada muestra, en comparación con los valores del calibrador y control negativo dando el resultado final de *positivo*, *negativo* o *dudoso*.
- Se integra con la mayoría de sistemas LIS.
- Software intuitivo y fácil de usar.
- Disponible en varios idiomas.



Características del sistema

- Sistema automatizado, compacto y fiable.
- Alta capacidad - 192 muestras o 24 monotest.
- Gradilla inteligente - Ubicación automática de la muestra. Reduce errores.
- Arquitectura del sistema - Abierta, totalmente personalizable. Programa cualquier protocolo EIA o CLIA.
- Microjeringa de alta precisión - Aspira 1µl con menos de 3% CV.
- Lector integrado - Espectrofotómetro o Espectrofotómetro+lector de fluorescencia.
- Incubadora de convección forzada - Calienta uniformemente con aire a presión para eliminar el "efecto de borde".
- Cámara interna para visualización en tiempo real y diagnóstico remoto.
- Bandeja retráctil de carga y descarga de los reactivos y muestras.
- Lector de código de barras integrado - Agiliza la carga y disminuye los errores de seguimiento de muestras.
- Agitador orbital de placa - mejor adherencia, sin salpicaduras.
- Marca CE

Gradilla inteligente



Incubadora de convección



Lector integrado (CLIA + EIA)



Microjeringa de alta precisión



Agitador orbital



Cámara interna



Instrumento fabricado por
Gold Standard Diagnostics

VIRCELL S.L.

Parque Tecnológico de la Salud · Avicena 8 · 18016 Granada · España
Tel.: +34 958 441 264 · Email: info@vircell.com · www.vircell.com

vircell 
MICROBIOLOGISTS